


# BANDEJA PARA ANGIOGRAFÍA 1

Incluye

Cantidad	Descripción
----------	-------------

- |    |   |
|----|---|
| 2  | Bolsas para quirófano 36" x 48" (91 x 122 cm)                         |
| 1  | Manta de preparación 44" x 77" (112 x 196 cm)                         |
| 1  | Bolsa para quirófano en forma de cúpula de 22" (56 cm) de profundidad |
| 1  | Aguja de 18 G x 1,5" (40 mm)  |
| 1  | Aguja de 21 G x 1,5" (40 mm)  |
| 1  | Aguja de 22 G x 1,5" (40 mm)  |
| 1  | Aguja de 25 G x 1,5" (40 mm)  |
| 1  | Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®                                   |
| 1  | Frasco para 2 oz de medicina, 60 mL                                   |
| 1  | Recipiente de 16 oz, 500 mL   |
| 1  | Recipiente de 32 oz, 1000 mL  |
| 1  | Recipiente para guía de 2000 mL                                       |
| 1  | Bandeja 9" x 5" x 2" (23 x 12 x 5 cm)                                 |
| 1  | Pinzas curvas de 5" (13 cm)   |
| 50 | Gasas 4" x 4" (10 x 10 cm) (12 capas)                                 |
| 6  | Toallas de tela (azules)  |
| 4  | Pinzas para toalla  |
| 3  | Palillos con esponja de 8" (20 cm)                                    |
| 2  | Batas XL NRF  |
| 1  | Manta para la mesa de instrumental 50" x 90" (127 x 229 cm)           |
| 1  | Paño femoral 86" x 135" (206 x 343 cm) con 2 ventanas                 |
| 2  | Etiquetas de identificación lineales (rojo/amarillo/azul/blanco)      |
| 1  | Bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ (MDD200HP)                  |
| 1  | Aguja para angiografía de 18 G x 2 3/4" (7 cm) Pared fina             |
| 3  | Jeringas Medallion® de 20 mL L/L, blancas, solución salina            |
| 2  | Jeringas Medallion de 10 mL L/L, azul claro, lidocaína                |
| 2  | Jeringas Medallion de 10 mL L/L, amarillas, contraste                 |
| 1  | Descartador de elementos cortopunzantes ShortStop®                    |
| 1  | Configuración de manifold con manijas de cierre*                      |



\*LA CONFIGURACIÓN DEL MANIFOLD CONTIENE:

203HF-R - Manifold de 3 puertos

Primer puerto - PM6172 - Tubo de monitorización de presión

Segundo puerto - FAS5072 - Tubo con espiga de gran calibre

Tercer puerto - FAS1272 - Tubo con cámara de macrogoteo no ventilada, conector Luer macho

CCX010 - Jeringa de control coronario

M3SNC - Llave de paso de 3 vías

Empaquetadas en cajas de 4 unidades.

Número de referencia K09T-11906