

GENOSS™

Inflator

CE
0120

Diseño

· Está diseñado para permitir inflar y desinflar de forma rápida y fácil el catéter con balón

Fácil de usar

· Tiene un mecanismo de bloqueo y desbloqueo ergonómico, seguro, preciso, estable y rápido

ESPECIFICACIONES

Manómetro	Max.30 atm
Volumen	20cc
Diseño	Ergonomico para un manejo óptimo.
Material	Visualización clara para eliminar burbujas de aire.

Aplicaciones

- Cardiología
- Radiología
- Urología

Funciones

- Alta resistencia al inflar.
- Precisión con estabilidad
- Rápido inflado y desinflado.
- Función de bloqueo de giro.



Informacion de Pedido

Model No.	Volume(cc)	Maximum pressure gauge(atm)
GBI-30	20	30