



Calidad y fiabilidad sin condiciones

Aprovechando nuestra sólida trayectoria como especialista pulmonar El fabricante de catéteres arteriales, Bioprecise International, está complementando la gama existente de catéteres cardíacos derechos con una nueva incorporación: el catéter de estimulación bipolar. El desarrollo del catéter de estimulación bipolar para la estimulación cardíaca transvenosa temporal aporta la experiencia de Bioprecise en este campo.

El lanzamiento de este producto es en respuesta a la demanda del mercado de un catéter de estimulación bipolar seguro y preciso para respaldar procedimientos críticos en el laboratorio de cateterismo, la UCC y la sala de emergencias.

Seguro y preciso

Cuando la seguridad y la precisión son primordiales durante los procedimientos críticos, los cardiólogos y electrofisiólogos saben que pueden contar con los catéteres de estimulación bipolar de Bioprecise.

Los médicos pueden trabajar con confianza para determinar la profundidad de inserción del catéter, ya que la longitud del tubo se marca en incrementos de 10 cm. El tubo de poliuretano radiopaco facilita el uso fluoroscópico para una mayor precisión en la inserción del catéter y en la verificación de la posición del catéter.

La seguridad adicional está garantizada por un lumen incorporado en el catéter para proporcionar aislamiento del conductor eléctrico de los electrodos a las clavijas del conector. Un balón de inflado opcional, ubicado en la punta distal, se puede inflar para permitir la flotación segura del catéter al ventrículo derecho.



Código	Tamaño	Longitud	Balón inflado	Diámetro máximo de inflado	Anchura Electrodo	Espacio do electrodos	Escudo contaminación	Tamaño recomendado del introductor
CONGLOBO								
BP2502-10	5F	110cm	1cc	9mm	3mm	10mm	NA	6F
BP2502CS-10	5F	110cm	1cc	9mm	3mm	10mm	110cm	6F
SINGLOBO								
BPX2502-10	5F	110cm	NA	NA	3mm	10mm	NA	6F
BPX2502CS-10	5F	110cm	NA	NA	3mm	10mm	110cm	6F

BIOPTIMAL INTERNATIONAL PTE. LTD.

36 Jalan Tukang
Singapore 619266
Tel: +65 6213 5777
Fax: +65 6213 5737
Email: sales@bioprecise.com



www.bioprecise.com



Secure, accurate device for critical procedures.

BIPOLAR

Catéter de estimulación




BIOGEN DIAGNÓSTICA


Bioptimal™