

BIO TECHNOLOGY
boditech

BIO TECHNOLOGY
boditech



BIOGEN DIAGNÓSTICA



hemochroma PLUS

La forma más sencilla para analizar hemoglobina

hemochromα PLUS

- Resultados en 3 segundos.
- Cubeta sin cianuro.
- Sangre capilar o en tubo.
- Alimentación por baterías o USB.
- Instrucciones para la prueba en LCD a color.
- Larga estabilidad después de abrir el frasco de microcubetas.



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,
Chuncheon-si, Gang-won-do 24398, Corea del Sur
Tel: +82-33-243-1400, Fax: +82-33-243-9373
sales@boditech.co.kr / www.boditech.co.kr



Más información en www.boditech.co.kr

hemochroma^α PLUS


La forma más sencilla para analizar hemoglobina



> Especificaciones

Especificación	Descripción
Principio	Espectrofotometría
Muestra	Sangre completa
Volumen de muestra	12 - 15 uL
Rango de trabajo	0.5 - 27 g/dL
Tiempo total	Aprox. 3 sec.
Almacenamiento de datos	1,000 resultados
Fuente de alimentación	Baterías 4 x AA o puerto USB
Dimensiones	106 x 151 x 39 mm
Peso	215 g
Calibración	Información sobre la calibración en el ID Chip

> Rendimiento



> Aplicaciones

- Detección de anemia.
- Bancos de sangre.
- Centros de transfusión.
- Centros de salud para madres e infantes.
- Centros de diálisis.

> Procedimiento sencillo

Recolección de muestra



Medición



> Información para pedidos

Producto	Cat. #	Unidad
hemochroma PLUS	FPRR016	1 set
Microcubeta	CFPO-27	50/frasco, 4 frascos/caja