



TB-FX/TB-FX J

Descripción:

Electrodo temporal (con tapas de protección)
Cable de estimulación temporal con conectores de pin de 2 mm para estimulación temporal por medio de un externo marcapasos. El sistema de conector protegido es adecuado para todos los marcapasos externos comunes.

Tipo: TB-FX / TB-FX J

Diámetro F (mm): 4 (1.33) 5 (1.67) 6 (2.00)

Longitud útil del cable: 90/125 cm

Configuración de la punta: en forma de bala

Número de electrodos: bipolar

Ancho del electrodo: 5 mm

Material del electrodo: acero inoxidable

Material de plomo: Pebax (shore 70/40) radiopaco

Flexibilidad: normal, estándar

Conector: pines de 2 mm y tapas protectoras táctiles adecuadas.

Para todos los marcapasos externos comunes.

Volumen de suministro: 1 cable con conector fijo.

Artikelbezeichnung Product name		Artikel-Nr. Article-no.	Stück Unit
TB-FX 2/4F	gerade, straight (90 cm, 4F)	27003-F	5
TB-FX 2/5F	gerade, straight (125 cm, 5F)	27004-F	5
TB-FX 2/6F	gerade, straight (125 cm, 6F)	27005-F	5
TB-FX 2/4F-J	J-Kurve, J-Curve (90 cm, 4F)	27006-F	5
TB-FX 2/5F-J	J-Kurve, J-Curve (125 cm, 5F)	27007-F	5
TB-FX 2/6F-J	J-Kurve, J-Curve (125 cm, 6F)	27008-F	5
Elektrodenoberfläche Electrode surface	4 French 5 French 6 French		
Ring, ring	8,5 mm ² 10,5 mm ² 12,5 mm ²		
Spitze, tip	9,2 mm ² 12,3 mm ² 15,5 mm ²		
Zubehör / Accessory			
Verlängerungskabel / extension cable		D 2-SP	81973 5
Verlängerungskabel weiß / extension cable white		D 2P-SP	81986WS 5
Verlängerungskabel blau / extension cable blue		D 2P-SP	81986BL 5

La entrega se esteriliza con gas.
Para un solo uso.